


# UptiLight HRP blotting substrate

**Catalog #:** UP99619A, 1 kit  
**Name:** **UptiLight HRP blotting substrate**  
**Chemiluminescent substrate for immobilized peroxidase**

**Avantages**

- Sensibilité de détection top
- Intensité d'émission lumineuse supérieure
- Stabilité d'émission lumineuse excellente
- Plus pratique d'emploi

Les différents substrats sont comparés sur un blot d'IgG révélé par un anti IgG marqué à la peroxydase. L'image est acquise simultanément sur tous les blots par un PhosphorImager



L'intensité des bandes des chaînes lourdes est quantifiée, et est reportée en fonction du temps de révélation du substrat:

