

DU 01-09 AU 31-12-2024

ACTU.promo

consommables & bioréactifs



Advanced Materials Technology (AMT)
Agilent Technologies

Cayman
Cusabio®

DWK (Duran Wheaton Kimble)

GL Sciences
Interchim®

Jackson ImmunoResearch

Norgen Biotek

PerkinElmer®

SCAT® Europe

Thermo Fisher Scientific

Tosoh Bioscience

Trajan

VICI®



Advion Interchim
scientific®



Entonnoir pour récupération de flacons "Vial Disposal"

Ce système innovant vous aide à collecter de manière sûre et efficace vos flacons. L'entonnoir de sécurité avec un diamètre de col extra large permet de déverser vos flacons facilement à travers l'ouverture sans se coincer ou obstruer l'ouverture.

Le couvercle à charnière retient en toute sécurité les vapeurs de solvants et autres contaminants.

Comprend un bidon de 10 litres avec une grande ouverture (S90) pour une vidange facile. Fabriqué en PP résistant aux produits chimiques.



P/N	Description	Tarif €HT Cat.
307390	Vial disposal Arnold* (*Possibilité d'installer un filtre pour piéger les vapeurs)	356,00
307391	Vial disposal Marco	283,00

➔ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**



FluoProbes® Pure Grade

- Pureté la plus élevée
- Élimine les inhibiteurs pour les substrats d'enzyme
- Élimine les impuretés tels que les toxines ou les allergènes
- Meilleure stabilité au fil du temps


FluoProbes® Pure Grade améliore ainsi la précision et la fiabilité de vos résultats expérimentaux.

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Cette offre est valable uniquement sur les produits FluoProbes® Pure Grade, non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

P/N	Description	Qté	Tarif €HT Cat.	Tarif €HT NET
FP-M1224D	D-Luciferin, K+ Salt, FluoProbes® Pure Grade	1 g	463,00	324,00
FP-99963B	DAPI, FluoProbes® Pure Grade	100 mg	301,50	211,00
FP-HG6257	Calcein AM, FluoProbes® Pure Grade	1 mg	224,50	157,00

*REMISE **-30%**
sur les FluoProbes® Pure Grade

➔ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**



Authorized Distributor



**Lampes
pour absorption
atomique**



*REMISE **-18%**
sur une liste d'articles sélectionnés
LISTE A TÉLÉCHARGER

➔ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Bouteille de phase mobile GL 45 à base conique : Simple et efficace



- Grande récupération du solvant sans devoir incliner la bouteille
- Verre borosilicaté 3.3 pour l'inertie du verre et la durabilité chimique



*REMISE
-18%

sur une liste d'articles sélectionnés

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

P/N	Description	Tarif €HT Cat.	Tarif €HT Cat. NET
21 841 63 09	2 L	377,00/u	309,14/u
21 841 63 09	3,5 L	509,00/u	417,38/u

Disponible en 1L - 2L - 3,5L - 5L - 10L : remise en fonction des quantités.

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Le spécialiste des anticorps secondaires

Utiliser les anticorps Jackson IR, c'est l'assurance de la réussite en bénéficiant d'anticorps de qualité récompensés en 2021

Retrouvez chez Jackson ImmunoResearch la dernière nouveauté ! : l'Anti-GFP de lapin disponible non conjugué et conjugué aux marqueurs usuels comme la biotine, l'HRP, la R-PE

Ainsi que tous les anticorps qui ont fait la notoriété de Jackson IR :

- Des anticorps secondaires conjugués aux Alexa Fluor® (AF488, AF594, AF647)
- Des Anti-IgG spécifiques des chaînes légères pour Western Blot
- Des immunoglobulines de contrôle
- Des anticorps anti-marqueurs (anti-HRP, anti-Biotine, Anti FITC)
- Des streptavidines (conjuguées et non conjuguées)

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette offre est valable pour toute commande supérieure à 300 Euros HT d'achat - non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Agilent Technologies

Vials filtrants Captiva

Grâce aux vials filtrants Captiva, la filtration mécanique s'effectue dans le flacon en diminuant le nombre d'étapes, en réduisant ainsi le risque de contamination.

- Les vials filtrants sont compatibles avec les autosamplers GC et LC
- Code couleur pour la porosité (0,2µm : blanc, 0,45 µm : rouge) ainsi que pour le type de membrane



-30%
de remise

242,40€HT /100u
au lieu de 346€HT

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

Porosité	Type	P/N Septa	Septa prépercé
0.45 µm	PTFE	5191-5933	5610-2122
0.20 µm	PTFE	5191-5934	5610-2123
0.45 µm	Nylon	5191-5935	5610-2118
0.20 µm	Nylon	5191-5936	5610-2119
0.45 µm	RC	5191-5939	5610-2124
0.20 µm	RC	5191-5940	5610-2125
0.45 µm	PES	5191-5941	5610-2120
0.20 µm	PES	5191-5942	5610-2121

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.





Agilent Technologies

Les principaux consommables pour ICP MS Agilent 7800/7850/7900/8900



*REMISE **-25%**

sur une liste d'articles sélectionnés

LISTE A TÉLÉCHARGER



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au
31 décembre 2024.

Cette offre est non cumulable avec d'autres offres,
remises et tarifs négociés.



*REMISE **-25%**

sur nos colonnes Analytiques et purification

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS


Colonnes de chromatographie Interchim® Analytique & Purification

Repoussez les limites de la phase inverse avec des silices de type C18-AQ

Évaluez en 1^{ère} intention les phases stationnaires C18-AQ, un choix quasi universel en (U)HPLC

- Reproductible avec des phases mobiles
100% H₂O sans "dewetting"
- Hydrophobicité similaire aux phases
C18 traditionnelles
- Classification pharmacopée : équivalent
à l'USP L1 pour la Ph. Eur.

	(U)HPLC	HPLC	Prep LC	Flash
Uptisphere® CS Evolution C18-AQ	✓	✓		
Uptisphere® CS Evolution C18-RP	✓	✓		
puriFlash® C18-AQ		✓	✓	✓
Uptisphere® Strategy™ C18-RP	✓	✓	✓	
Uptisphere® C18-HDO	✓	✓		
Uptisphere® X-series C18-AQ		✓	✓	



OFFRE ACTUPROMO-2024-2 : Veuillez indiquer cette référence sur le bon de commande lors de l'achat de l'une des options suivantes : une colonne analytique (id. : 2, 1 à 4,6 mm), une colonne préparative (id. : 10 à 50 mm, longueur 250 mm), ou une colonne Flash (format de F0012 g à F0120 en 15 µm, 30 µm ou 50 µm, excluant les jumbo packs). Les marques éligibles sont Uptisphere C18-HDO, Uptisphere CS Evolution C18-RP ou C18-AQ, Strategy C18-RP, Uptisphere BIO X-series C18-AQ et puriFlash C18-AQ, et uniquement les produits présents dans le catalogue le plus récent. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette promotion ne peut être combinée avec d'autres offres, remises ou tarifs négociés.



Colonne TSK-Gel

Le choix à privilégier dans la séparation et la caractérisation de vos échantillons en chromatographie !

Haute résolution - Robustesse - Séparation - Sélectivité

Fabricant de colonnes pour :

- Chromatographie d'exclusion stérique (SEC)
- Chromatographie d'échange d'ions (IEC)
- Chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC)
- Chromatographie à interaction hydrophile (HILIC)
- Chromatographie en phase inverse (RPC)



*REMISE
-15%

sur l'ensemble de la gamme TOSOH

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

- Séparation et analyse de protéines et d'anticorps
- Purification de biomolécules
- Analyse de peptides et d'oligosaccharides
- Caractérisation de polymères synthétiques et naturels

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Offre personnalisée 2025

Confiez-nous la gestion de vos consommables et bénéficiez de multiples avantages

REMPLISSEZ
le formulaire



FLACONS

FILTRES

COLONNES SPE

COLONNES FLASH

TUBES DE COLLECTE



Aide à rendre la recherche possible !

Pureté - Stabilité - Qualité - Support technique

- Biochimiques
- Kits d'essai (Kits ELISA)
- Anticorps
- Lipides et eicosanoïdes

- Inflammation - Signalisation cellulaire
- Cancer - Métabolisme - Neurosciences
- Stress oxydatif - Epigénétique - Toxicologie



*REMISE
-20%

sur toute la gamme Cayman

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024.

Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés





Les experts de la préparation d'échantillon



*REMISE
-15%

sur les KITS DE PURIFICATION
CATALOGUE A TÉLÉCHARGER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS


> Excellente qualité et diversité

NORGEN AUTRES




> Sensibilité élevée

EXCELLENTE VALEUR RIN



A PARTIR D'UNE SEULE CELLULE



> ARN total incluant les microARN sans phénol

> Tous les ARN, prêts à l'emploi en qRT-PCR, NGS, microréseaux et plus encore...

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 à rappeler sur le bon de commande. Valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés. Applicable sur les kits de purification pages 22 à 153 du catalogue à télécharger.



Agilent Technologies

Ecrous de colonnes
"Self-tightening"
pour GC Agilent

ESSAI SUR DEMANDE



- Concept innovant de raccords autoserrants un ressort maintient, en bonne position, la ferrule même après différentes montées en température
- Pas de resserrage
- Installation aisée de colonnes GC sans clé dans le four
- Système robuste et construction en inox pour une utilisation régulière
- Utilisation avec ferrules graphite / polymide

P/N	Description	Tarif €HT Cat.
G3440-81011	Écrou de colonne auto-serrant pour injecteur/détecteur	108,00
G3440-81013	Écrou de colonne auto-serrant pour MSD	119,00

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

VICI

Générez
vous-même vos
étalons gazeux !




*REMISE
-10%
sur les dynacalibrators

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

Le Dynacalibrator® modèle 150 est un système à température constante conçu pour générer des concentrations précises en PPM ou PPB de composés chimiques dans un flux gazeux, en utilisant des tubes de perméation calibrés et fabriqués à façon pour répondre à vos besoins.

Utilisation dans des domaines variés :


- Chromatographie en phase gazeuse,
- Surveillance de la pollution de l'air,
- Contrôles industriels...



*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.




Colonnes Flash Interchim® puriFlash® SI-HP & C18-HP



- Silice sphérique
- Très bonne homogénéité de remplissage
- Efficacité > aux silices irrégulières
- 30µm : Productivité accrue vs 40/63µm
- 15µm : Meilleure pureté des collectes vs 30µm & 50µm

* OFFRE ACTUPROMO-2024-2 à rappeler sur le bon de commande lors de l'achat d'au moins 2 quantités de la même référence. Valable jusqu'au 31 décembre 2024 pour les formats F0004 à F0120 remplis de silice 15µm, 30 µm, 50µm, SI-HP et C18-HP (hors jumbo pack). Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



2 BOÎTES ACHETÉES
= ^{*REMISE} -50%

valable sur nos COLONNES
15-30-50 µm
puriFlash® SI-HP & C18-HP



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



PolyClean


Extraction sur phase solide (SPE)

PolyClean™ 2H-LB & 302H-LB

Extraction & Concentration performantes de composés apolaires à mid-polaires, acides, basiques, neutres

- Polymères type HLB (Hydrophilic/Lipophilic Balanced)
- Particules sphériques - Très haute capacité (850m²/g)
- Réduction du volume d'élution

“Accurate Bed Technology™ vs Compétiteurs”



2 BOÎTES ACHETÉES
= ^{*REMISE} -50%

valable sur nos
colonnes SPE PolyClean™
2H-LB & 302H-LB

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 à rappeler sur le bon de commande lors de l'achat d'au moins 2 quantités de la même référence.

Valable jusqu'au 31 décembre 2024 pour les colonnes standards (PP) SPE de la gamme PolyClean™, de 30mg à 500mg - 30 µm, 60µm. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

Compétiteur W 60 µm



UptiDisc™ - PTFE - HLC

- Filtres seringue quasi-universels
- Membrane PTFE hydrophile
- Adsorption spécifique faible
- Avec ou sans pré-filtre pour améliorer la filtration des échantillons chargés
- **Stocks importants - Livraisons rapides - Abonnement annuel**


*REMISE **-40%**

sur la GAMME UptiDisc™
13 et 25 mm PTFE -HLC

→ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**

Type de membrane

Matrices biologiques & analyses de protéines	Matrices aqueuses	Mélanges Aq/Organique	Matrices organiques
PTFE-HLC (membrane hydrophile)			

Membrane	Ø (mm)	Porosité (µm)	Pré-filtre	P/N	Qté	Tarif €HT NET/Cond.
	13	0,20	non	1L3570	100 u	63,00
	13	0,45	non	1L3580	100 u	63,00
	25	0,20	non	1L3590	100 u	78,00
	25	0,20	oui - 1,0 µm GF	1L3591	500 u	387,00
	25	0,20	oui - 1,0 µm GF	1L3600	100 u	86,40
	25	0,45	non	1L3610	100 u	78,00
	25	0,45	non	1L3611	500 u	387,00
	25	0,45	oui - 1,0 µm GF	1L3620	100 u	86,40

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Uniquement sur les références de filtres seringue Uptidisc indiqués ci-dessus. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Consommables pour bouchons protecteurs haute qualité"

Souape de ventilation

- Utilisation analytique, préparative jusqu'à 400mL/min
- Filtre PTFE intégré pour limiter l'entrée de particules
- Sortie Luer lock pour une connection fiable
- Connection 1/4"-28

Filtres d'air sortant V3.0-L

- 3 types couches pour adsorber les vapeurs de solvants organiques, d'acides et de bases
- Optimisation de la coque plastique pour une meilleure diffusion des vapeurs de solvants
- Livré avec un indicateur de temps
- Connection GL24



**PRIX
EXCEPTIONNEL**



650,00€HT / 50u

soit 13.00€HT / l'unité (P/N 397050)

→ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**



1492,50€HT / 20u

soit 75.00€HT / l'unité (P/N 490987)

→ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Anticorps primaires

Du format "test" gratuit (20 µg) au format "no-risk bulk" à prix imbattable !

10,000 formats tests
en 20µg (µL)

• **Le 1^{er} échantillon est gratuit* pour test**

- Les échantillons additionnels sont proposés avec un prix dégressif :

.125€/u

pour 1 échantillon additionnel

.110€/u

pour 2 ou 3 échantillons additionnels

.75€/u

à partir de 4 échantillons additionnels

LISTE A TÉLÉCHARGER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

+8000 formats
"no-risk bulk", fabriqués à la
demande **1990€/10mg**

- **Non facturé** si Cusabio ne parvient pas à détecter l'antigène en WB ou titre ELISA < 1/64000

- Facturation et livraison en 2 temps :

.1 000€/200ug d'Ac purifié,

fourni pour tests préliminaires (avec 1 mL sérum pré-immun + 200µg d'antigène)

. 990€ €/10mg

facturés dans un 2^{ème} temps pour la livraison des 10mg (uniquement si la 1^{ère} étape est validée).

LISTE A TÉLÉCHARGER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés. Frais de port en sus.



Agilent Technologies

Agilent fête les 50 ans des colonnes J&W et innove avec les nouvelles colonnes capillaires HP-5Q et DB-5Q



**50
Years**

Agilent J&W
GC Columns
Confidence in
every separation



LISTE A TÉLÉCHARGER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

- Nouvelle technologie de désactivation "Ultra Low Bleed"
(Ligne de base plus stable pour une intégration plus précise et une meilleure quantification)
- Grande stabilité thermique
- Conditionnement ultra rapide : rapidité d'échange de colonne
- Durabilité exceptionnelle des colonnes 5Q
- Disponible en 0,25mm, 0,18mm de diamètre interne, avec ou sans colonne de garde intégrée de 5m, cage de 7", 5", Smart Key, Intuvo




*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.





MonoSpin

Extrait, isole, purifie,
concentre efficacement & rapidement des
échantillons par centrifugation



- Processus très rapide de traitement d'échantillon : 10 min
- Très faible volume mort sur le disque
- Diffusion rapide avec tous types de matrice
- Traitement d'échantillon de 50µL à 8mL

Plus de 16 Monolith greffés : C18, Mixed Mode, Echange d'ions, TiO₂, ZrO₂, ProtA...

Large domaine d'applications :

- Purification catécholamines
- Concentration de sérum
- Élimination phospholipides
- Dessalage de digestions de protéines

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

MonoSpin

Solid Phase Extraction Spin Column

OFFRE DÉCOUVERTE

*REMISE
-30%

sur les produits du catalogue
MonoSpin & Sample Preparation

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Agilent Technologies

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

Réorganisez votre laboratoire avec plus de flexibilité

- Une configuration sûre et flexible
- Déplacement possible et rapide
- Étagère coulissante pour un accès facile aux différents modules

P/N	Description
5043-1749	InfinityLab Flexbench, avec multiprise. Comprend 4 ensembles étagère et 1 conteneur à déchets
G6015B	InfinityLab Flexbench MS, avec multiprise. Comprend 3 ensembles étagère, 1 étagère pour MS et 1 conteneur à déchets





Agilent Technologies

Filtres de rechange "Gas Clean" pour embase : Pensez à vérifier vos indicateurs colorés

- Qualité des gaz améliorée pour une productivité maximale
- Applications chromatographie GC, LC ; ICP ; TOC
- Disponible pour des applications jusqu'à 20 l/min



1+1=3

2 produits achetés
le 3^{ème} OFFERT*
soit 33% de remise

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

P/N	Description	Tarif €HT Cat.
CP17969	Filtre à CO2 Gas Clean	217,00
CP17970	Filtre à oxygène Gas Clean	202,00
CP17971	Filtre à humidité Gas Clean	201,00
CP17971P	Filtre à humidité Gas Clean Agilent pour procédés industriels	366,00
CP17972	Filtre à charbon Gas Clean	232,00
CP17973	Filtre pour gaz vecteur Gas Clean	300,00
CP17989	Filtre à soufre Gas Clean	299,00
CP179885	Capteur "Gas Clean" pour GC8890/8860	180,00

NOUVEAU : Capteur "Gas Clean" exclusif pour GC8890/8860 indique l'état du filtre avec câble USB sur GC.

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



interchim®



Plateforme dédiée à la recherche de réactifs (GAUSS).

Avec plus de 60.000 réactifs biologiques référencés,
accédez en un seul clic à nos gammes de produits de
haute qualité tels que :

- Cayman
- Interchim® Biosciences
- Sino Biologicals
- FluoProbes® by Interchim®
- Uptima by Interchim®
- Biodesign®

N'hésitez pas à nous contacter pour toute
question ou demande d'information

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

TRAJAN

Consommables pour GC de la gamme Trajan SGE



*REMISE
-23%

sur une liste d'articles sélectionnés

LISTE A TÉLÉCHARGER



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.





Agilent Technologies

Découvrez les solutions produits Agilent

Agilent propose des consommables dédiés pour l'extraction, la purification, l'enrichissement & l'analyse de PFAS issus d'un grand nombre de matrices, à partir des réglementations mondiales en vigueur :

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER


1: Analysis
out Compromise
Agilent
Advanced
Interchim


→ +D'INFO - INTERROGEZ-NOUS


Colonnes SPE Bond Elut PFAS WAX

Répondent aux critères des normes

*EPA 533, 537, 1633, 8327

*ASTM 7979, 7968

*ISO/DIS 21675:2019

Très grande qualité de fabrication


advancedmaterialstechnology

(U)HPLC : HALO Enviroclass PFAS & PFAS Delay


- Silice Core shell 2.7µm spécifique
- Aucun bleeding des phases en LC/MS
- Méthode nécessitant une colonne de délai & une colonne d'analyse
- Analyse ultra rapide de 33 PFAS

OFFRE D'ESSAI

*REMISE
-25%

sur les produits Halo enviroClass

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS


*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

PFAS : DÉCOUVREZ NOS GAMMES



Bouchon protecteur Safety Cap pour analyse des PFAS"

- Un prélèvement sûr et sécurisé pour l'analyse des PFAS : des bouchons protecteurs sans PTFE.
- Le corps des bouchons, les différents raccords et la soupape de ventilation sont exempts de PFAS



➔ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

P/N	Description	Tarif €HT Cat.
307019-PP	Bouchon Safety Cap I PFAS	112,50
307410-PP	Bouchon Safety Cap IV PFAS	144,00
317011	Soupape de ventilation PFAS	33,00



Extraction et analyse selon la norme EPA 1633

- Extraction / purification de composés per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
- Traitement très efficace & sélectif
- InertSep WAX FF & InertSep GCB
. Applications : matrices aqueuses, sols, aliments et autres matrices complexes
- InertSep GCB
. Idéale pour les analyses LC/MS, excellente efficacité de nettoyage

OFFRE D'ESSAI

*REMISE
-30%
sur les produits PFAS

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER

➔ **INFO - DEMANDE DE DEVIS**



*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

P/N	Qté	Désignation	Description	Dimensions
5010-68063	30/pk	Colonne SPE	InertSep WAX FF/GCB	200mg/50mg/6mL
5010-68064	300/pk			
5010-68065	30/pk		InertSep GCB/WAX FF	50mg/200mg/6mL
5010-68066	300/pk			
5020-89938	1u	Colonne UHPLC	InertSustain AQ-C18 1.9µm	50 x 2.1mm
5020-90005	1u	Colonne HPLC avant injecteur	Delay Column for PFAS	30 x 3.0 mm





SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

PFAS : DÉCOUVREZ NOS GAMMES

ThermoFisher
SCIENTIFIC

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER




Découvrez les solutions produits Thermo Fisher Scientific

Les substances alkylées perfluorées et polyfluorées (PFAS) nécessitent des méthodes de détection fiable et des consommables adaptés aux analyses des PFAS.

Thermo Fisher Scientific propose des solutions produits sans PFAS pour des :

- Solvants organiques & additifs
- Colonnes HPLC : Acclaim & Accucore
- Colonnes GC : TraceGOLD
- Liner GC : LinerGOLD
- Syringe GC : SMART
- Filtre gaz : Super Clean™
- Vials & Caps : SureSTART
- Colonnes SPE : HyperSep SPE PFAS

→ +D'INFO - INTERROGEZ-NOUS



Agilent Technologies



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

Standards de calibration pour l'analyse de composés Per- and Polyfluoroalkyl (PFAS)

P/N	Description (Ampoule de 1 mL)	Tarif €HT Cat.
PFA-101-1	Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) - 100 µg/mL dans méthanol	33,00
PFA-100-1	Acide perfluorooctanoïque (PFOA) - 100 µg/mL dans méthanol	33,00
ITA-70	Mélange étalons de PFC (14 composés à 200 µg/mL) dans ACN/eau(90:10)	148,00
PFM-100-1	Étalon de PFOA et PFOS (2 composés à 1000 µg/mL) dans méthanol	67,00

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Mélanges disponibles sur demande



Vous avez besoin d'une assistance technique ?
Nos experts scientifiques sont là pour vous aider.

consumables@advion-interchim.com



Halo PCS, ELEVATE C18 et OLIGO C18

OFFRE D'ESSAI


*REMISE
-25%sur les produits Halo PCS, Elevate
& Oligo

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

**Halo PCS (Positive Charged Surface)**

Une performance exceptionnelle pour les composés basiques

- Excellente forme de pic pour les composés basiques
 . Compatible (U)HPLC et LC/MS
- Petites molécules 90Å
 . PCS C18 : Sélectivité L1 alternative
 . PCS Phenyl-Hexyl : Sélectivité L11 alternative
- Peptides : PCS 160Å C18
 . Amélioration significative de la largeur et de la symétrie des pics pour les peptides basiques
 . Conçu pour fonctionner avec de l'acide formique évitant la suppression d'ion LC/MS avec le TFA


**Halo ELEVATE C18**

Faites passer vos séparations à un niveau supérieur

- Particules Fused-Core® intégrant une surface d'organo-silane modifiée
- Permet une grande résistance en milieu basique
- Excellente stabilité au pH 2 à 12 jusqu'à 60°C
- Permet de meilleures formes de pics pour les produits basiques

USP L1 : 120Å 2,7µm C18


CATALOGUE A TÉLÉCHARGER

Applications :
Molécules acides, basiques, neutres & zwitterions**Halo OLIGO C18**

Séparations d'oligonucléotides avec la vitesse et l'efficacité de Fused-Core®

- Développée pour la séparation d'oligomères jusqu'à 60 bases
- pH d'utilisation entre 2 et 9, jusqu'à 90°C
- Compatible avec l'(U)HPLC & la LC/MS
- Intérieur de la colonne passive en surface pour réduire les adsorptions vs l'acier inoxydable.

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER



*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Protégez et prolongez la durée de vie de vos colonnes HPLC et préparatives.


Colonnes ANALYTIQUES

- Support universel à toutes colonnes HPLC
- Limite de pression : 900 bar
- Faible volume mort
- Grande performance




*REMISE
-40%

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Guard Holder
P/N AGHP-5



Guard Cartridge

Cartouches de garde Uptisphere [®] HP	Phase Inverse	Mode HILIC	Phase Normale
2.2 µm - 5 x 2.1 mm - 3 u	UP-RP-2.2-005/021	UP-HILIC-2.2-005/021	UP-NP-2.2-005/021
2.2 µm - 5 x 4.0 mm - 3 u	UP-RP-2.2-005/046	UP-HILIC-2.2-005/046	UP-NP-2.2-005/046
3 µm - 5 x 2.1 mm - 3 u	UP-RP-3-005/021	UP-HILIC-3-005/021	UP-NP-3-005/021
3 µm - 5 x 4.0 mm - 3 u	UP-RP-3-005/046	UP-HILIC-3-005/046	UP-NP-3-005/046
5 µm - 5 x 2.1 mm - 3 u	UP-RP-5-005/021	UP-HILIC-5-005/021	UP-NP-5-005/021
5 µm - 5 x 4.0mm - 3u	UP-RP-5-005/046	UP-HILIC-5-005/046	UP-NP-5-005/046

Colonnes PRÉPARATIVES

- Limite de pression : 400 bar
- Faible volume mort
- Grande performance



*REMISE
-30%

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS


HOLDER



10mm
P/N PGHPH10/10



21.2mm
P/N PGHPH10/21



30mm
P/N PGHPH10/30

Cartouches de Garde	Petite molécule organique		Peptides & Protéines
	Phase Inverse	Phase Normale	Phase Inverse - Large Pore
5 µm - 10 x 10 mm - 2 u	PGHPH10/10-5RP	PGHPH10/10-5NP	PGHPH10/10-W5RP
5 µm - 10 x 21.2 mm - u	PGHPH10/21-5RP	PGHPH10/21-5NP	PGHPH10/21-W5RP
10 µm - 10 x 21.2 mm - u	PGHPH10/21-10RP	PGHPH10/21-10NP	...
5 µm - 10 x 30 mm - u	PGHPH10/30-5RP	PGHPH10/30-5NP	PGHPH10/30-W5RP
10 µm - 10 x 30 mm - u	PGHPH10/30-10RP	PGHPH10/30-10NP	...

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Agilent Technologies

Kit "InfinityLab Quick Change Inline filter"

DEMANDEZ VOTRE ESSAI

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

- Facilité d'utilisation avec un serrage manuel sans outil
- Utilisation possible jusqu'à 1300 bar
- Robuste et résistant : le support de filtre permet plus de 100 remplacements de filtre
- Remplacement rapide et facile de l'élément filtrant (disponible en 2,1 mm et 4,6 mm avec une porosité de 0,2 µm et 0,5 µm)
- Moins de troubleshooting donc plus d'analyses
- Augmentation de la durée de vie de la colonne en piégeant les particules présentes dans le système



EN SAVOIR PLUS



REGARDEZ LA VIDEO

*OFFRE ACTUPROMO-2024-2 valable jusqu'au 31 décembre 2024. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

P/N	Description	Tarif €HT Cat.
5067-1603	Kit InfinityLab Quick Change inline filter pour UHPLC (support + 5 éléments filtrants 2,1 mm id, 0,2 µm de porosité) avec un capillaire de 90 mm	510,00
5067-1602	Kit InfinityLab Quick Change inline filter pour HPLC (support + 5 éléments filtrants 4,6 mm id, 0,5 µm de porosité) avec un capillaire de 90 mm	510,00