



Tubes à essai en verre borosilicaté haute qualité

- Epaisseur du verre : 0.5 à 0.6mm
- Sans rebord
- Conditionnement : 1000 unités

PN	Designation	Tarif HT cat.	Tarif HT Net
AXETM5	10,00 x 75 mm	60,00 €	45,00 €
AXETN5	12,00 x 75 mm	64,50 €	48,37 €
AXETO5	13,00 x 100 mm	89,50 €	67,12 €
AXETP5	16,00 x 100 mm	129,00 €	96,75 €
AXETR5	16,00 x 125 mm	152,00 €	114,00 €
AXETS5	16,00 x 150 mm	172,00 €	129,00 €

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



*REMISE **-25%**

sur les tubes à essai borosilicaté
Autres dimensions ou épaisseur sur
demande
OFFRE EN FONCTION DES QUANTITES :
NOUS CONTACTER

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Agilent



Torche démontable pour ICP-OES

La torche entièrement démontable d'Agilent élimine les problèmes de maintenance et est disponible pour les instruments ICP-OES de la série 5000 d'Agilent.

- **Flexibilité** - Une variété de matériaux et de tailles d'injecteurs pour répondre aux demandes d'applications difficiles et diverses sans perte de sensibilité ni complexité supplémentaire.
- **Productivité accrue** - L'installation sans outil simplifie la maintenance de l'injecteur sans retirer la torche de l'instrument.
- **Reproductible** - Il n'est pas nécessaire de procéder à un réglage ou à une optimisation, ce qui permet d'obtenir des résultats cohérents avant et après le remplacement de l'injecteur, quel que soit le nombre d'analytes.
- **Facilité de maintenance** - L'injecteur amovible inerte permet un changement rapide sans avoir besoin de diagrammes ou de multiples joints toriques et d'étanchéité.



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

Offre personnalisée 2025

Confiez-nous la gestion de vos consommables et bénéficiez de multiples avantages

REPLISSEZ
le formulaire



FLACONS

FILTRES

COLONNES SPE

COLONNES FLASH

TUBES DE COLLECTE



L'expert des anticorps secondaires HRP et streptavidines HRP de haute qualité pour des résultats précis et reproductibles.

Optimiser vos analyses avec les anticorps secondaires HRP et les streptavidines HRP

*REMISE **-20%**

sur les conjugués HRP Jackson IR
- Anticorps secondaires HRP
- Streptavidines HRP

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Pour toute commande de conjugués HRP Jackson IR profitez de 15% de réduction sur notre meilleure formulation :

TMB Uptima Friendly ELISA Peroxidase Substrate Solution
- UP664701, 500 mL - UP664702, 1 L

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Vials filtrants Captiva

Grâce aux vials filtrants Captiva, la filtration mécanique s'effectue dans le flacon en diminuant le nombre d'étapes, en réduisant ainsi le risque de contamination.

- Les vials filtrants sont compatibles avec les autosamplers GC et LC
- Code couleur pour la porosité (0,2µm : blanc, 0,45 µm : rouge) ainsi que pour le type de membrane

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



*REMISE **-30%**

247,80€HT /100u
au lieu de 354€HT

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

Porosité	Type	P/N Septa	Septa prépercé
0.45 µm	PTFE	5191-5933	5610-2122
0.20 µm	PTFE	5191-5934	5610-2123
0.45 µm	Nylon	5191-5935	5610-2118
0.20 µm	Nylon	5191-5936	5610-2119
0.45 µm	RC	5191-5939	5610-2124
0.20 µm	RC	5191-5940	5610-2125
0.45 µm	PES	5191-5941	5610-2120
0.20 µm	PES	5191-5942	5610-2121





Nébuliseur "V-groove" pour ICP-OES et MP-AES

Améliorez les performances de votre laboratoire avec le nébuliseur inerte à gorge en V d'Agilent.

Faites l'expérience d'une analyse sans problème et d'une stabilité à long terme.

- **Pratiquement inobstruable** - Idéal pour les échantillons avec un TDS élevé (30 %) et/ou de grandes particules en suspension (jusqu'à 350 µm).
- **Productivité accrue** - Réduit le préfiltrage, les reprises et la maintenance fréquente.
- **Robuste** - Pratiquement aucun risque de blocage ou d'endommagement, même en cas de grosses particules ou de chutes accidentelles.
- **Inerte** - Le corps en PEEK et la pointe en céramique assurent la compatibilité avec pratiquement tous les échantillons, y compris les solvants organiques et les digestions géochimiques avec HF ou d'autres mélanges d'acides forts.
- **Facile à utiliser** - Il suffit de remplacer votre nébuliseur inerte ou à TDS élevé par la rainure en V.
- Aucune autre modification de méthode n'est nécessaire. Aucun autre changement de méthode n'est nécessaire.
- **Entretien simple** - Éliminez les blocages imprévus en rinçant après l'analyse et en nettoyant régulièrement.

Compatible avec tous les ICP-OES Agilent 5800/5900 & 5100/5110, 700-series/Vista et MP-AES 4200/4210



1442,00€HT / U
(P/N G8020-69001)



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

Colonne Capillaire BPX90

(90% Cyanopropyl Polysiphényle siloxane) :

- Polarité élevée
- Thermiquement stable jusqu'à 260/280°C
- Spécialement développée et validée pour l'analyse d'aromatiques, pétrochimiques, de pesticides, de PCB et des isomères de FAME (cis et trans)

Exemple :
BPX90 (30m x 0.32mm x 0.25µm)
Réf : 054580
Autres dimensions sur demande

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



*REMISE **-20%**

sur toutes les colonnes capillaires BPX90

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



TOSOH

Colonnes TSK-Gel

Conçues pour les chercheurs exigeants et plébiscitées par les laboratoires d'excellence !
Optez pour la technologie et l'expertise Tosoh Bioscience pour maximiser vos résultats !

Les colonnes TSKgel vous offrent :

- **Performance** : Résolution exceptionnelle, même à débit élevé.
- **Reproductibilité** : Résultats constants à chaque utilisation.
- **Durabilité** : Longue durée de vie, fiable et économique.
- **Polyvalence** : Passage facile entre colonnes analytiques et préparatives.

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



*REMISE jusqu'à **-25%**
sur les colonnes TSKgel

ACHETEZ
1 col. : - 5%
2 col. : - 15%
3 col. ou plus : - 25%

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Inhibiteurs de kinases


Profitez de cette opportunité pour explorer la vaste sélection d'inhibiteurs Cayman ciblant des points spécifiques des principales voies de signalisation kinase.

Parcourez les cascades de signalisation détaillées dans la brochure dédiée et trouvez les solutions adaptées à vos recherches.



*REMISE **-10%**
sur tous les inhibiteurs de kinases

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Écrous de colonnes "Self-tightening" pour GC Agilent

- Concept innovant de raccords autoserrants : un ressort maintient, en bonne position, la ferrule même après différentes montées en température
- Pas de resserrage
- Installation aisée de colonnes GC sans clé dans le four
- Système robuste et construction en inox pour une utilisation régulière
- Utilisation avec ferrules graphite / polymide



ESSAI SUR DEMANDE



P/N	Description	Tarif €HT Cat.
G3440-81011	Écrou de colonne autoserrant pour injecteur/détecteur	113,00
G3440-81013	Écrou de colonne autoserrant pour MSD	124,00

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.




Boostez vos recherches avec les kits Norgen !

Profitez dès maintenant de notre offre spéciale :

ACHETEZ 2 kits et OBTENEZ 50% de réduction sur le 3ème kit*

- **ARN total** : Technologie d'isolement d'ARN de pointe basée sur une matrice SiC brevetée
- **EXTRAClean** : Purifiez les petits ARN avec un bruit de fond minimal pour des résultats de séquençage améliorés
- **Exosomes** : Protocole simple et rapide pour la purification d'exosomes intacts à partir de divers types d'échantillons de biopsie liquide



2 KITS ACHETÉS = *REMISE -50% SUR LE 3^{EME} KIT

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

LISTE A TÉLÉCHARGER

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 à rappeler sur la commande. La remise s'applique au produit admissible le moins cher parmi les kits sélectionnés. Cette offre ne peut être cumulée à aucune autre offre ou promotion existante. Offre valable jusqu'au 30 juin 2025.

Protégez et prolongez la durée de vie de vos colonnes préparatives.




Colonnes PRÉPARATIVES

- Limite de pression : 400 bar
- Faible volume mort
- Grande performance

***REMISE -30%**

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS




Cartouches de Garde	Petite molécule organique		Peptides & Protéines
	Phase Inverse	Phase Normale	Phase Inverse - Large Pore
5 µm - 10 x 10 mm - 2 u	PGHPH10/10-5RP	PGHPH10/10-5NP	PGHPH10/10-W5RP
5 µm - 10 x 21.2 mm - u	PGHPH10/21-5RP	PGHPH10/21-5NP	PGHPH10/21-W5RP
10 µm - 10 x 21.2 mm - u	PGHPH10/21-10RP	PGHPH10/21-10NP	...
5 µm - 10 x 30 mm - u	PGHPH10/30-5RP	PGHPH10/30-5NP	PGHPH10/30-W5RP
10 µm - 10 x 30 mm - u	PGHPH10/30-10RP	PGHPH10/30-10NP	...



*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

Colonnes Flash Interchim® puriFlash® SI-HP - 30µm

- Silice sphérique
- Très bonne homogénéité de remplissage
- Efficacité > aux silices irrégulières
- 30µm : Productivité accrue vs 40/63µm



*REMISE
-30%
sur toutes les colonnes
puriFlash® SI-HP - 30µm
-> INFO - DEMANDE DE DEVIS



* OFFRE ACTUPROMO-2025-1 à rappeler sur le bon de commande. Valable jusqu'au 30 juin 2025 pour les formats F0004 à F0120 remplis de silice 30 µm SI-HP (hors jumbo pack). Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

Agilent

Filtres de rechange "Gas Clean" pour embase : Pensez à vérifier vos indicateurs colorés

- Qualité des gaz améliorée pour une productivité maximale
- Applications chromatographie GC, LC ; ICP ; TOC
- Disponible pour des applications jusqu'à 20 l/min



P/N	Description	Tarif €HT Cat.
CP17969	Filtre à CO2 Gas Clean	227,00
CP17970	Filtre à oxygène Gas Clean	212,00
CP17971	Filtre à humidité Gas Clean	210,00
CP17971P	Filtre à humidité Gas Clean Agilent pour procédés industriels	383,00
CP17972	Filtre à charbon Gas Clean	242,00
CP17973	Filtre pour gaz vecteur Gas Clean	313,00
CP17989	Filtre à soufre Gas Clean	312,00
CP179885	Capteur "Gas Clean" pour GC8890/8860	188,00

NOUVEAU : Capteur "Gas Clean" exclusif pour GC8890/8860 indique l'état du filtre avec câble USB sur GC.

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025.



-> INFO - DEMANDE DE DEVIS





Kit "InfinityLab Quick Change Inline filter"

- Facilité d'utilisation avec un serrage manuel sans outil
- Utilisation possible jusqu'à 1300 bar
- Robuste et résistant : le support de filtre permet plus de 100 remplacements de filtre
- Remplacement rapide et facile de l'élément filtrant (disponible en 2,1 mm et 4,6 mm avec une porosité de 0,2 µm et 0,5 µm)



DEMANDEZ VOTRE ESSAI

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

P/N	Description	Tarif €HT Cat.
5067-1603	Kit InfinityLab Quick Change inline filter pour UHPLC (support + 5 éléments filtrants 2,1 mm id, 0,2 µm de porosité) avec un capillaire de 90 mm	534,00
5067-1602	Kit InfinityLab Quick Change inline filter pour HPLC (support + 5 éléments filtrants 4,6 mm id, 0,5 µm de porosité) avec un capillaire de 90 mm	534,00



Consommables pour bouchons protecteurs haute qualité"

Souape de ventilation

- Utilisation analytique, préparative jusqu'à 400mL/min
- Filtre PTFE intégré pour limiter l'entrée de particules
- Sortie Luer lock pour une connection fiable
- Connection 1/4"-28

Filtres d'air sortant V3.0-L

- 3 types couches pour adsorber les vapeurs de solvants organiques, d'acides et de bases
- Optimisation de la coque plastique pour une meilleure diffusion des vapeurs de solvants
- Livré avec un indicateur de temps
- Connection GL24



650,00€HT / 50u
soit 13.00€HT / l'unité (P/N 397050)

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



1645,00€HT / 20u
soit 82.25€HT / l'unité (P/N 490987)

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025.
Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Nouveau détecteur de fuite LD249

- Boîtier portable, facile à utiliser
- Détection rapide et précise des fuites de gaz (Hélium, hydrogène, dioxyde de carbone, azote etc...)
- Grand écran LCD
- Alimenté par piles alcalines ou à partir d'un port USB-C



*REMISE **-26%**

1205,10€HT/u
au lieu de 1628.50 (P/N 2702-19355)

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Sélecteur de colonnes HPLC

Advion Interchim Scientific®,
votre distributeur officiel en France de la marque VICI®.

Permet d'installer 6, 8 ou 10 colonnes en fonction des modèles. Les colonnes peuvent être immédiatement utilisées les unes après les autres. Composé de 2 vannes inox ou PAAK avec un faible diamètre de passage, permettant de limiter au maximum les volumes morts.

- Changement de position manuel ou automatique
- Visualisation instantanée de la position des vannes
- Automatisation possible à partir de contacts libres présents sur votre HPLC et pilotables à partir de votre logiciel d'acquisition.

Version Inox avec rotor en Valcon H : 5 000 psi liq, 75 °C


Description	6 colonnes	8 colonnes	10 colonnes
Système complet avec commande universelle	C5-2006EUTAD	C5H-2008EUTAD	C5H-20010EUTAD

Version PAAK avec rotor en Valcon E : 5 000 psi liq, 50 °C

Description	6 colonnes	8 colonnes	10 colonnes
Système complet avec commande universelle	C5-2346EUTAD	C5H-2348EUTAD	C5H-2340EUTAD

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

*REMISE
-10%
sur les sélecteurs de colonnes
→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



FlexBench & Benchtop Réorganisez votre laboratoire avec plus de flexibilité

- Une configuration sûre et flexible
- Déplacement possible et rapide
- Étagère coulissante pour un accès facile aux différents modules



P/N	Description
5043-1759	InfinityLab Flexbench, avec multiprise. Comprend 4 ensembles étagère et 1 conteneur à déchets
5043-1740	InfinityLab Benchtop Comprend 3 étagères



*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Agilent



Flacons 2 mL certifiés avec QR code pour chaine Infinity III

Fonctionnalité avancée pour le suivi des échantillons
Ils sont dotés d'un code barre latéral et d'un QR code sur le fond du flacon

	Flacons à capsuler	Flacons à visser 9mm
Verre clair	5182-0543-ID	5182-0715-ID
Verre ambré	5181-3376-ID	5182-0716-ID



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Colonnes HPLC préparatives Inertsil et InertSustain

Scale-Up efficace et sélectivités uniques

Une proposition de phases complète pour répondre à l'ensemble de vos besoins (C18, C18-AQ, C8, PFP, Phenylhexyl, Phenyl, Cyano, Diol, NH₂, HILIC)

- Qualité "made in Japan" pour de hautes performances
- Large gamme de formats jusqu'à 100 mm de diamètre interne



*REMISE
-18%

sur les colonnes HPLC préparatives
INTERTSIL ET INERTSUSTAIN

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Tubes d'extraction ToxiVials™

- Productivité accrue en LC/MS et GC/MS pour l'analyse toxicologique
- Extraction rapide des composés acides, basiques et neutres
- Protocole fiable et économique

P/N	Description	Quantité	Tarif €HT Cat
1D7960	ToxiVials™ Type A	100 u	326,00
1D7970	ToxiVials™ Type B	100 u	338,00



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.






Colonnes AdvanceBio SEC 2,7µm 500Å & 1000Å

Analyse ultra rapide et sélective pour la thérapie cellulaire et génique

- Colonnes 500Å pour l'analyse de virus adéno-associés (AAVs), protéines et oligonucléotides
- Colonnes 1000Å pour l'analyse des particules pseudovirales (VLPs) et biomolécules à hauts poids moléculaires



Séparation hautement résolutive du AAV9 avec AdvanceBio SEC 500A
300x4,6 mm 2.7 µm (P/N: PL1580-5325)



Granulométrie	Porosité	Dimension	P/N
2,7µm	500 Å	50x4.6mm	PL1580-1325
		150x4.6mm	PL1580-3325
		300x4.6mm	PL1580-5325
	1000Å	50x7.8mm	PL1180-1325
		300x7.8mm	PL1180-5325
		300x7.8mm	PL1180-5302

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Accédez facilement à une large gamme de réactifs et consommables via l'UGAP



Plateforme dédiée à la recherche scientifique
Un accès simplifié, des produits de qualité, une expertise reconnue

→ CONSOMMABLES
SCIENTIFIQUES GAUSS

Valco
Shodex
AMT
GL Sciences
Interchim®
• Colonnes Flash
• HPLC
• Flaconnage et bien d'autres

→ RÉACTIFS
GAUSS

Cayman
Interchim® Biosciences
Sino Biologicals
FluoProbes® by Interchim®
Uptima by Interchim®
Biosdesign®



Kit flacons à clipser avec capsules polyéthylène

- Idéal pour le stockage de poudres



→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

Volume	Dimensions flacons	Ø col en mm	P/N Kit Flacons verre clair	P/N Kit Flacons verre ambré
3 mL	30 x 19 mm	18 mm	C2XRGA	
5 mL	40 x 19 mm	18 mm	C2XRIA	C2XRHA
10 mL	45 x 22 mm	22 mm	C2XRJA	C2XRKA
15 mL	52 x 24 mm	22 mm	C2XRLA	
20 mL	55 x 27 mm	22 mm	C2XRMA	
20 mL	70 x 25 mm	22 mm	C2XRNA	C2XRPA
25 mL	50 x 30 mm	22 mm	C2XRQA	
30 mL	75 x 28 mm	22 mm	C2XRRA	
40 mL	80 x 30 mm	22 mm	C2XRSA	
50 mL	100 x 30 mm	28 mm	C2XRTA	
100 mL	145 x 34 mm	22 mm	C2XRUA	



fluorochem.

Centré sur la chimie médicinale et les projets pharmaceutiques, avec possibilité de grade GMP

Large Catalogue : plus de 500 000 composés chimiques de haute qualité à des prix abordables

- Réactifs essentiels
- Composants de synthèse
- Catalyseurs et ligands
- Biochimiques

Les plus

- Systèmes de gestion de la qualité (QMS) conformes aux normes pharmaceutiques
- Certifications ISO:14001 et ISO:4500, soulignant leur engagement en matière de gestion de l'environnement, de santé et sécurité au travail



L'ensemble des produits fluorochem est accessible sur la nouvelle plateforme web DOUG Discovery.

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS





Halo PCS, ELEVATE C18 et OLIGO C18

1 + 1 = 3

2 produits achetés
le 3^{ème} OFFERT*

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS



Halo PCS (Positive Charged Surface)

Une performance exceptionnelle pour les composés basiques

- Excellente forme de pic pour les composés basiques
. Compatible (U)HPLC et LC/MS
- Petites molécules 90Å
. PCS C18 : Sélectivité L1 alternative
. PCS Phenyl-Hexyl : Sélectivité L11 alternative
- Peptides : PCS 160Å C18
. Amélioration significative de la largeur et de la symétrie des pics pour les peptides basiques
. Conçu pour fonctionner avec de l'acide formique évitant la suppression d'ion LC/MS avec le TFA




Halo ELEVATE C18

Faites passer vos séparations à un niveau supérieur

- Particules Fused-Core® intégrant une surface d'organo-silane modifiée
- Permet une grande résistance en milieu basique
- Excellente stabilité au pH 2 à 12 jusqu'à 60°C
- Permet de meilleures formes de pics pour les produits basiques

USP L1 : 120Å 2,7µm C18

Applications :
Molécules acides, basiques, neutres & zwitterions




Halo OLIGO C18

Séparations d'oligonucléotides avec la vitesse et l'efficacité du Fused-Core®

- Développée pour la séparation d'oligomères jusqu'à 60 bases
- pH d'utilisation entre 2 et 9, jusqu'à 90°C
- Compatible avec l'(U)HPLC & la LC/MS
- Intérieur de la colonne passive en surface pour réduire les adsorptions vs l'acier inoxydable.

CATALOGUE A TÉLÉCHARGER



*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Pour l'achat de deux produits, le troisième (le moins cher des trois) est offert. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Advion Interchim scientific®

CONSOMMABLES & BIO-RÉACTIFS INTERCHIM pour les Sciences, la Synthèse et la Purification

COLONNES HPLC ANALYTIQUES



COLONNES
SPE & QuEChERS



BIO-RÉACTIFS



Fabriqué en France

Made in France

COLONNES
FLASH CHROMATOGRAPHIE



COLONNES PRÉPARATIVES



QuEChERS



INFO - DEMANDE DE DEVIS




Extraction sur phase solide (SPE)

PolyClean™ 2H-LB & 302H-LB

Extraction & Concentration performantes de composés apolaires à mid-polaires, acides, basiques, neutres

- Polymères type HLB (Hydrophilic/Lipophilic Balanced)
- Particules sphériques - Très haute capacité (850m²/g)
- Réduction du volume d'élution

“Accurate Bed Technology™ vs Compétiteurs”



*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 à rappeler sur le bon de commande lors de l'achat d'au moins 2 quantités de la même référence. Valable jusqu'au 30 juin 2025 pour les colonnes standards (PP) SPE de la gamme PolyClean™, de 30mg à 500mg - 30 µm, 60µm. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.



Retrouvez les anticorps ABclonal® aux meilleurs prix du marché européen chez Interchim.

Avec plus de 50,000 citations bibliographiques et un facteur d'impact cumulé dépassant les 360 000, ABclonal devient un acteur incontournable pour ses anticorps dédiés à la **Recherche !**



- Près de 20,000 anticorps (dont plus de 5000 recombinants)
- ≠ formats (dont formats tests 20µl)
- Des validations extensives (dont validation KO / KD)



- Brisez les secrets de la neurotransmission (anticorps premium)
- Accélérez vos recherches sur la Ferroptose (anticorps recombinants)
- Découvrez nos anticorps Pyroptose et révolutionnez la recherche sur la mort cellulaire

Advion Interchim Scientific® est le nom commercial d'un partenariat entre Advion, Inc. et Interchim® SAS, des sociétés distinctes qui ont convenu de commercialiser et de distribuer leurs produits ensemble.

Toutes les marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Photos non contractuelles.

2 BOÎTES ACHETÉES

*REMISE
= **50%**

valable sur nos colonnes SPE PolyClean™ 2H-LB & 302H-LB

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

1 ACHETÉ
=
1 GRATUIT

sur tous les formats tests de 20 µl*

→ INFO - DEMANDE DE DEVIS

*OFFRE ACTUPROMO-2025-1 valable jusqu'au 30 juin 2025. Un format 20µl acheté = 1 format 20µl offert au choix. Cette offre est non cumulable avec d'autres offres, remises et tarifs négociés.